

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ

R Duo, R Kid, R Wheel



Функциональное назначение: предназначены для обучения ходьбе пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (параличи, парезы нижних конечностей ДЦП).

Технические характеристики

Модель	Складная рама	Передние колеса (диаметр в дюймах)	Высота поручней (см)	Расстояние между поручнями (см)	Масса (кг)	Макс. нагрузка (кг)
R Duo	+	4,5	85-95	56	4,75	100
R Kid	+	3	54-64	33	2	100
R Wheel	+	5	77-93	50	2,6	100

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.7 Тел: (495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33, Испытательный лабораторный центр ФГУ

"НИИ ФХМ" ФМБА России

№ сертификата: РОСС TW.ИМ25.Д05276

Срок действия: 25.07.2012 – 25.07.2015

Регистрационное удостоверение ФС №2011/10855

Срок действия: 18.11.2011

Произведено для: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone., Changhongling Industrial Park, (2nd period), Dali Nanhai District, 528234 Foshan City, China

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6